

PULSADOR LLAMADA -PERA- 'ALERT'

Ref. 604020310

TECNOLOGIA / SEGURIDAD | SEGURIDAD



Descripción / Datos técnicos

Pulsador de alerta tipo 'pera' que se activa cuando el usuario pulsa el botón. Se conecta mediante cable al emisor, emitiendo una señal en el receptor de alarma. Puede colocarse en cualquier sitio como puede ser la mesita de noche, la pared, el cabezal, etc. Es necesaria la conexión a un receptor inalámbrico para recibir las alertas (se vende por separado).

El sistema 'Alert' garantiza la seguridad del paciente, sin necesidad de utilizar sujeciones invasivas o contra la voluntad de la persona.

Es apto para utilizarse en centros residenciales o hospitalarios, al igual que en domicilios particulares. Existen tres tipos de monitor que controlan 3, 8 y hasta 64 dispositivos (o pacientes) dependiendo de la cantidad de usuarios/sensores a controlar o del tamaño del centro.

Pulsador de alerta tipo 'perilla' que se activa cuando el usuario pulsa el botón. Se conecta mediante cable al emisor, emitiendo una señal en el receptor de alarma. Puede colocarse en cualquier sitio como puede ser la mesita de noche, la pared, el cabezal, etc. Es necesaria la conexión a un receptor inalámbrico para recibir las alertas (se vende por separado).

Los receptores portátiles inalámbricos permiten la monitorización de 3, 8 o hasta 64 usuarios, dependiendo si el uso es para un centro o un domicilio particular.

IVA

P.V.P. (imp.incl.)

Código de barras (EAN)

21%

8406040203104

Precios validos hasta cambio de tarifas